

CLARiTY[®]
AlertMaster

AlertMaster™ AL12™

Visual Alert System



User Guide

Clarity, a Division of Plantronics, Inc.
4289 Bonny Oaks Drive, Chattanooga, TN 37406
Tel: 800-426-3738 Fax: 800-325-8871
E-mail: claritycs@plantronics.com Website: www.clarityproducts.com

©2010 Clarity, a Division of Plantronics, Inc. All rights reserved.
AlertMaster, Clarity, Clarity AlertMaster, the logo design, AL10, AL11,
AL12, AMPX, AMAX, AMPBX and AMDX are trademarks or registered
trademarks of Plantronics, Inc.
Rev. C (07-10)

CLARiTY[®]
AlertMaster

CLARITY, a Division of Plantronics

4289 Bonny Oaks Drive • Chattanooga, TN 37406
Tel: 800-426-3738 • Fax: 800-325-8871
E-mail: claritycs@plantronics.com • Website: www.clarityproducts.com

PRINTED IN CHINA

ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using your Clarity ALI 2, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and persons including the following:

1. Read and understand all instructions.
2. Follow all warnings and instructions marked on the product.
3. Prevent rain, moisture or other liquid from coming into contact with the product to protect against damage to the product or injury to you.
4. Unplug this product from the wall outlets before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners on the product. Use a damp cloth for cleaning.
5. Operate this product using the electrical voltage as stated on the base unit or the owner's manual. If you are not sure of the voltage in your home, consult your dealer or local power company.
6. Do not place anything on the power cord. Install the product where no one will step or trip on the cord.
7. Do not overload wall outlets or extension cords as this can increase the risk of fire or electrical shock.
8. Never push any objects through the slots in the product. They can touch dangerous voltage points or short out parts that could result in a risk of fire or electrical shock.
9. To reduce the risk of electrical shock, do not take this product apart. Opening or removing covers may expose you to dangerous voltages or other risks. Incorrect reassembly can cause electric shock when the appliance is subsequently used.
10. Unplug this product from the wall outlets and refer servicing to the manufacturer under the following conditions:
 - A. When the power supply cord or plug is frayed or damaged.
 - B. If liquid has been spilled into the product.
 - C. If the product has been exposed to rain or water.
 - D. If the product does not operate normally by following the operating instructions.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- E. If the product has been dropped or the case has been damaged.
- F. If the product exhibits a distinct change in performance.
11. Use only the power cord and batteries indicated in this manual. Do not dispose of batteries in a fire. They may explode. Check with local codes for possible special disposal instructions.
12. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
13. The battery shall not be exposed to excessive heat, such as sunshine, fire or the like.
14. The MAINS plug is used as the disconnect device, which shall remain readily operable.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

ADDITIONAL SAFETY NOTES FOR CANADIAN USERS

The following items are included as part of the CS-03 Requirements. The standard connecting arrangement for the equipment is CA I I A. This product meets the applicable Industry Canada technical specifications.


NOTE: The Canadian Department of Communications label identifies certified equipment. This certification means that the equipment meets certain telecommunications network protective operational and safety requirements. The Department does not guarantee that the equipment will operate to the user's satisfaction. Before installing this equipment, users should ensure that it is permissible to be connected to the facilities of the local telecommunications company. The equipment must also be installed using an acceptable method of connection. In some cases, the company's inside wiring associated with a single line individual service may be extended by means of a certified connector assembly (telephone extension cord). The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations. Repairs to certified equipment should be made by an authorized Canadian maintenance facility designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user disconnect the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.

Warning: Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate. The Ringer Equivalent Number is an indication of the maximum number of terminals

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalent Number of all the devices not exceed five.



SAVE THESE INSTRUCTIONS

INTRODUCTION

Thank you for selecting the exciting new ALI2 from Clarity. It has been designed to meet the highest quality standards to provide you with years of convenient and trouble-free service.


Please read these operating instructions thoroughly before using your notification system. Keep this manual for future reference.

You must save your sales receipt as proof of purchase in the event that you need warranty service.

If you have any questions about your ALI2, please call your authorized dealer or our Customer Service Department at 800-426-3738.


E-mail: claritycs@plantronics.com
Website: www.clarityproducts.com

FEATURES IDENTIFICATION



INSTALLATION

The AlertMaster ALI2 Remote Receiver is designed to work only with the AlertMaster ALI0 and ALI1. The AlertMaster ALI0 and ALI1 Notification systems are designed to work with as many AlertMaster ALI2 Remote Receivers as desired, placed up to 80 feet away from the base unit. For best reception, keep the antenna in an upright position.




OPERATIONS

The ALI2 console has six indicator lights for each of the alerting functions of the AlertMaster Notification System. Some functions require optional accessories to be purchased.

Any time the AlertMaster Remote Receiver is activated by any function(s), it will reset automatically after two minutes, or you can use the **RESET** button on top of the console. (The alarm clock, however, is activated for one hour, not two minutes. It can be shut off by pressing the **SNOOZE** or **RESET / PAGE** buttons on the ALI0, or the **RESET** button on top of the ALI2 console.) Refer to the ALI0 User Guide's section on "Operations, Monitoring Functions" for the lamp signaling pattern for each function.

Lamp Control

Press the center **LAMP CONTROL** button to turn the AlertMaster ALI2's lamp on and off. In order for the control to work, ensure that the lamp is turned on prior to plugging the lamp jack into the back of the ALI2.



LAMP FLASHER ON / OFF

Use the LAMP FLASHER ON / OFF switch to turn the lamp flashing function on or off. The lights on the front of the unit and the Lamp Control remain active. The LAMP FLASHER ON / OFF switch is located on the back of the unit, below the DIP switch rubber cover.

CHANNEL SETTINGS

The AlertMaster System uses radio signals to communicate between the console unit and all of its accessories. For the accessories (Door Announcer, Baby Sound Monitor and Audio Alarm Transmitter) to “talk” to the base unit, they all have to be on the same “channel.” A DIP switch is used for channel selection.

Your system and all of the accessories have been preset in the factory to a standard channel. Under normal operating conditions, there is no adjustment necessary.


If your system encounters interference and repeatedly activates by itself for no obvious reasons, it may be triggered by a system nearby in your neighborhood.

If necessary, check the DIP switch settings on all components of your AlertMaster Notification System to ensure they are identical.

If interference from another AlertMaster Notification System or other wireless source is present, change channel switch settings on all components.

1. Unplug, and locate DIP switches on the back of the AL12. Lift rubber cover to access the switch.
2. Unplug and locate DIP switches on the back of the AL10 console (if present). Lift rubber cover to access the switch.
3. Use a pen to change the DIP switch position on both units. For example, change the position of switch #4 on both units. All settings need to be identical for the system to work.
4. It will be necessary to change the switch settings on each of your other AL series accessories.

CHANNEL SETTINGS



TROUBLESHOOTING

If any problem should occur during operation of your AlertMaster AL12 Remote Receiver, review the “Symptom and Remedy” list below. Refer to the “Troubleshooting” section in your AlertMaster AL10 User Guide for other difficulties not listed here. Make sure no part of the AlertMaster system is on or near metal surfaces or electrical equipment. Should the difficulty persist, contact Clarity or your authorized dealer for assistance.

WARNING! DO NOT open the unit. You may be exposed to hazardous high voltage electricity.

Symptom	Cause and Remedy
LAMP CONTROL button doesn't work	Lamp is not turned on prior to plugging it into the AL12. Press the lamp button so it is on. Replace bulb if necessary.
Receiver does not activate in conjunction with base unit	The DIP switches may be incorrectly set. The DIP switches on the back of the AL12 should match the switch settings on the base of the AL10.

OPTIONAL ACCESSORIES

The AlertMaster AL12 is designed to work with optional wireless remote receivers and transmitters, each sold separately.

A. Personal Signaler (AMPX™)

Wear this lightweight receiver on your belt anywhere around your house and you'll be alerted to any activity in your home. It has an 80-foot range and a miniature console of indicator lights, and also alerts with different vibrating motions for each function.



B. Personal Tactile Signaler (AMPXB™)

Similar to AMPX plus a touch switch for people who are deaf and blind.



C. Audio Alarm Transmitter (AMAX™)

Place this next to any audio alarm for notification when the alarm is activated. It activates the Alarm function of the AlertMaster system and has a range of up to 80 feet.



OPTIONAL ACCESSORIES

D. Baby Sound Monitor (AMBX™)

Place this monitor near your infant, and it will transmit a signal to the AlertMaster system when your baby cries.



E. Door Announcer (AMDXTM)

Place the Door Announcer next to your existing doorbell, door chime or intercom announcer. It will transmit a signal activating the Door function of the AlertMaster system from up to 80 feet away. Ideal for apartments, condos or suites with a common security door or gate.



REGULATORY COMPLIANCE

Important Information for Customers

PART 68 OF FCC RULES INFORMATION

This **AL12 Notification System** complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. On the bottom of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the format US:AAAEQ##TXXXX. If requested, this number must be provided to the telephone company.

A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular plug, RJ11 USOC, is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details.

The REN is used to determine the number of devices that may be connected to a telephone line. Excessive RENs on a telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most but not all areas, the sum of RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices that may be connected to a line, as determined by the total RENs, contact the local telephone company. For products approved after July 23, 2001, the REN for this product is part of the product identifier that has the format US:AAAEQ##TXXXX. The digits represented by ## are the REN without a decimal point (e.g., 03 is a REN of 0.3). For earlier products, the REN is separately shown on the label.

If this telephone equipment causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may be required. But if advance notice

REGULATORY COMPLIANCE

isn't practical, the telephone company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary.

The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens, the telephone company will provide advance notice in order for you to make necessary modifications to maintain uninterrupted service.

If trouble is experienced with this telephone equipment, for repair or warranty information, please contact Clarity, 800-426-3738. If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you disconnect the equipment until the problem is resolved.

This telephone equipment is not intended to be repaired and it contains no repairable parts. Opening the equipment or any attempt to perform repairs will void the warranty. For service or repairs, call 800-426-3738.

Connection to party line service is subject to state tariffs. Contact the state public utility commission, public service commission or corporation commission for information.

If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this telephone equipment does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer.

This telephone equipment is hearing aid compatible.

REGULATORY COMPLIANCE

Customer-Owned Coin/Credit Card Phones

To comply with state tariffs, the telephone company must be given notification prior to connection. In some states, the state public utility commission, public service commission or corporation commission must give prior approval of connection.

PART 15 OF FCC RULES INFORMATION

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Your **AL12 Notification System** has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation; if this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, you are encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

1. Where it can be done safely, reorient the receiving television or radio antenna.
2. To the extent possible, relocate the television, radio or other receiver with respect to the telephone equipment. (This increases the separation between the telephone equipment and the receiver.)

REGULATORY COMPLIANCE

3. Connect the telephone equipment into an outlet on a circuit difference from that to which the television, radio, or other receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING: Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

INDUSTRY CANADA TECHNICAL SPECIFICATIONS

This product meets the applicable Industry Canada technical specifications.

Before installing this equipment, users should ensure that it is permissible to be connected to the facilities of the local telecommunications company. The equipment must also be installed using an acceptable method of connection. In some cases, the company's inside wiring associated with a single line individual service may be extended by means of a certified connector assembly (telephone extension cord). The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations.

Repairs to certified equipment should be made by an authorized Canadian maintenance facility designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user to disconnect the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected

REGULATORY COMPLIANCE

together. This precaution may be particularly important in rural areas.

WARNING: Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate.

The Ringer Equivalence Number is an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed five.

[The term "IC:" before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met.]

WARRANTY

This warranty applies only to CLARITY products that are purchased and used in the United States or Canada.

CLARITY warrants the ALERTMASTER AL12 against any defect in materials or workmanship for the period of one year from the date of purchase.

If your CLARITY product is defective and returned within 30 days of the date of purchase, your authorized Clarity dealer will replace it at no charge.

If returned after 30 days but within one year from the date of purchase, we will repair or replace it at no charge. In the repair of your AlertMaster AL12, we may use new or reconditioned replacement parts. If we elect to replace your AL12, we may replace it with a new or reconditioned product of the same or similar design. Repair or replacement will be warranted for either 90 days or the remaining time on the original warranty period, whichever is longer.

Implied warranties, including those of fitness for a particular purpose and merchantability (an unwritten warranty that the product is fit for ordinary use), are limited to one year from date of purchase. We will not pay for loss of time, inconvenience, loss of use of your AlertMaster AL12, or property damage caused by your AlertMaster AL12 or its failure to work, or any other incidental or consequential damages. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion of incidental or consequential damages, so the above exclusions or limitations may not apply to you.

To get warranty service for your AlertMaster AL12, you must provide proof of the purchase date. Within 30 days of the date of purchase, return your AlertMaster AL12 to the place where

WARRANTY

you purchased it for immediate replacement. After 30 days, call CLARITY at 800-426-3738 or 800-772-2889 TTY/TDD for the authorized service center nearest you. You must prepay all shipping costs. We suggest you save the original packaging materials in the event you need to ship the AlertMaster AL12. When shipping for warranty repair, include your name, address, phone number, proof of date of purchase, and a description of the problem. After repairing the product, we will ship it back to you at no cost within the United States.

This warranty does not cover defects resulting from accidents, damage while in transit to our service location, alterations, unauthorized repair, failure to follow instructions, misuse, use outside the United States, Canada, or United Kingdom, fire, flood, and acts of God. Nor do we warrant the product to be compatible with any particular telephone equipment, party line, key telephone systems or more sophisticated switching systems. If your AlertMaster AL12 is not covered by this warranty, call us at 800-426-3738, 800-772-2889 TTY/ TDD for advice as to whether we will repair your AlertMaster AL12 and other repair information. The repaired parts shall be warranted for 90 days.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation de votre Clarity AL12, les précautions basiques de sécurité qui suivent doivent toujours être suivies afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures personnelles :

1. Lire et comprendre toutes les instructions.
2. Respecter tous les avertissements et toutes les instructions indiquées sur le produit.
3. Éviter que la pluie, l'humidité ou tout autre liquide entre en contact avec le produit afin de le protéger de tout dommage et d'éviter de vous blesser.
4. Débrancher ce produit des prises murales de courant avant de le nettoyer. Ne pas utiliser de produits de nettoyage liquides ou en aérosol sur le produit. Utiliser un chiffon humide pour le nettoyage.
5. Utiliser ce produit en respectant la tension électrique indiquée sur l'unité de base ou dans le guide de l'utilisateur. Si vous n'êtes pas certain(e) de la tension de votre domicile, consultez votre détaillant ou votre compagnie d'électricité locale.
6. Ne rien placer sur le cordon électrique. Installer le produit dans un endroit où personne ne marchera ou trébuchera sur le cordon.
7. Ne pas surcharger les prises de courant murales ou les cordons prolongateurs car cela peut augmenter le risque d'incendie ou de choc électrique.
8. Ne jamais introduire d'objets à travers les fentes du produit. Ils peuvent entrer en contact avec des points de tension dangereux ou court-circuiter des pièces, ce qui pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
9. Afin de réduire les risques de chocs électriques, ne pas démonter ce produit. L'ouverture ou le retrait des couvercles peut vous exposer à des tensions élevées ou d'autres risques. Un réassemblage inadéquat peut entraîner un choc électrique lorsque l'appareil est utilisé par la suite.
10. Débrancher ce produit des prises de courant murales et confier l'entretien au fabricant dans les cas suivants :

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- A. Lorsque le cordon d'alimentation ou la prise est effilochée ou endommagée.
- B. Si un liquide a été renversé à l'intérieur du produit.
- C. Si le produit a été exposé à la pluie ou à l'eau.
- D. Si le produit ne fonctionne pas normalement en respectant les instructions d'utilisation.
- E. Si le produit est tombé ou si le boîtier est endommagé.
- F. Si le produit manifeste un changement distinct de performances.

11. Utiliser uniquement le cordon d'alimentation et les piles indiqués dans ce guide. Ne pas jeter les piles dans un feu. Elles peuvent exploser. Vérifier dans les codes locaux les directives spéciales en matière de traitement des déchets.
12. L'appareil ne sera pas exposé à l'égoutture ou l'éclaboussement et cela aucun objets remplis de liquides, tels que des vases, seront placés sur l'appareil.
13. La batterie ne sera pas exposée à la chaleur excessive, telle que le soleil, le feu ou analogues.
14. La prise de FORCES est utilisée comme dispositif de débranchement, qui demeurera aisément fonctionnel.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

REMARQUES ADDITIONNELLES CONCERNANT LA SÉCURITÉ POUR LES UTILISATEURS CANADIENS

Les points suivants sont compris dans les exigences CS-03. L'équipement de branchement standard pour cet appareil est CA11A. Ce produit répond aux normes techniques en vigueur d'Industrie Canada.

REMARQUE : L'étiquette du ministère canadien des Communications identifie le matériel certifié. Cette certification signifie que l'appareil est conforme à certaines exigences de protection, de fonctionnement et de sécurité des réseaux de télécommunications. Le ministère ne garantit pas que l'appareil fonctionne à la satisfaction de l'utilisateur. Avant d'installer cet appareil, les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont autorisés à se connecter aux installations de la compagnie locale de télécommunications. L'équipement doit également être installé en utilisant une méthode acceptable de connexion. Dans certains cas, le câblage interne de la compagnie associé au fonctionnement de lignes individuelles peut être prolongé au moyen d'un connecteur certifié (rallonge de cordon de téléphone). Le client devrait être informé que la conformité aux conditions énoncées ci-dessus ne peut empêcher la dégradation du fonctionnement dans certaines situations. Les réparations d'un appareil certifié doivent être confiées à un centre canadien d'entretien autorisé et désigné par le fournisseur. La compagnie de télécommunication pourrait exiger de l'utilisateur qu'il déconnecte l'appareil suite à des réparations ou modifications de l'appareil effectuées par l'utilisateur ou tout mauvais fonctionnement de l'appareil.

Pour leur propre protection, les utilisateurs doivent s'assurer que les connexions de mise à la terre de l'alimentation électrique, des lignes téléphoniques et des tuyaux métalliques internes de plomberie, le cas échéant, soient toutes reliées entre elles. Cette précaution est particulièrement importante dans les régions rurales.

Mise en garde : Les utilisateurs ne devraient pas tenter de réaliser eux-mêmes ces connexions, mais doivent contacter le service

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

d'inspection des installations électriques ou un électricien, selon le cas. L'indice d'équivalence de la sonnerie est une indication du nombre maximum de dispositifs autorisés à être connectés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut se composer d'une combinaison de dispositifs, à la seule condition que le total des indices d'équivalence de la sonnerie de l'ensemble des dispositifs ne dépasse pas cinq.



AVERTIR LE RISQUE DE PAS DE
DECHARGE ELECTRIQUE OUVRE



PRUDENCE : POUR REDUIRE LE RISQUE DE DECHARGE ELECTRIQUE,
LE PAS ENLEVE LA COUVERTURE (OU DE RETOUR). AUCUN
UTILISATEUR-UTILISABLE SEPRE A L'INTERIEUR. REFERER
ENTRETENIR A PERSONNEL QUALIFIE.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir choisi le tout nouveau ALI2 de Clarity. Il a été conçu pour répondre aux normes de qualité les plus strictes pour vous offrir des années de fonctionnement pratique et sans problème.

Veuillez lire attentivement ces instructions d'utilisation avant d'utiliser votre système de notification. Conservez ce guide pour toute référence ultérieure.


Vous devez conserver votre reçu de caisse comme preuve d'achat au cas où vous auriez besoin d'un service de garantie.

Si vous avez des questions au sujet de votre ALI2, veuillez appeler votre revendeur agréé ou notre service à la clientèle au 800-426-3738.

Courriel : claritycs@plantronics.com


Site Web : www.clarityproducts.com

IDENTIFICATION DES CARACTÉRISTIQUES



INSTALLATION

Le télé-récepteur AlertMaster AL12 est conçu pour fonctionner uniquement avec les AlertMaster AL10 et AL11. Les systèmes de notification AlertMaster AL10 et AL11 sont conçus pour fonctionner uniquement avec autant de télé-récepteurs AlertMaster AL12 que vous le souhaitez, placés jusqu'à une distance de 25 mètres (80 pieds) à partir de la base. Pour une meilleure réception, pliez et maintenez l'antenne en position verticale.




UTILISATIONS

L'AL12 dispose de six indicateurs lumineux pour chacune des fonctions d'alerte du système de notification AlertMaster. Certaines fonctions nécessitent l'achat d'accessoires en option.

À chaque fois que le télé-récepteur AlertMaster est activé par une ou plusieurs fonctions, il se réinitialise automatiquement au bout de deux minutes, ou vous pouvez utiliser le bouton **RESET** en haut de la console. (Le réveil, est cependant actif pendant une heure, et non deux minutes. Il peut être éteint en appuyant sur les boutons **SNOOZE** ou **RESET / PAGE** de l'AL10, ou le bouton **RESET** en haut de la console AL12.) Consultez la section « Utilisations, fonctions de surveillance » du guide de l'utilisateur de l'AL10 pour plus d'informations sur les modes d'indication de la lampe pour chaque fonction.

Contrôle de la lampe

Appuyez sur le bouton central **LAMP CONTROL** pour allumer et éteindre la lampe de l'AlertMaster AL12. Afin que le contrôle fonctionne, assurez-vous que la lampe soit en position marche (on) avant de la connecter à la prise de la lampe au dos de l'AL12.



LAMP FLASHER ON / OFF

Utilisez l'interrupteur LAMP FLASHER ON/OFF pour activer ou désactiver la fonction de clignotement de la lampe. Les lumières sur l'avant de l'unité et le contrôle de la lampe resteront allumés. L'interrupteur LAMP FLASHER ON / OFF se trouve au dos de l'unité, en-dessous du couvercle en caoutchouc de l'interrupteur DIP.

RÉGLAGES DU CANAL

Le système AlertMaster utilise des signaux radio pour réaliser la communication entre la console et tous ses accessoires. Pour que les accessoires (annonce de porte, surveillance sonore pour bébé et émetteur d'alarme sonore) communiquent avec la base, ils doivent tous être sur le même "canal". Un interrupteur DIP est utilisé pour sélectionner le canal."

Votre système et tous les accessoires ont été préréglés en usine sur un canal standard. Lors de conditions normales de fonctionnement, aucun réglage n'est nécessaire.


Si votre système est soumis à des interférences et s'active seul de façon répétée sans raison apparente, il se peut qu'il soit déclenché par un système se trouvant dans votre voisinage.

Si nécessaire, vérifiez les réglages de l'interrupteur DIP de tous les composants de votre système de notification AlertMaster pour vous assurer qu'ils soient identiques.

S'il y a des interférences d'un autre système de notification AlertMaster ou d'une autre source sans-fil, changez les réglages de l'interrupteur du canal de tous les composants.

1. Débranchez et trouvez les interrupteurs DIP au dos de l'AL12. Tirez sur le couvercle en caoutchouc pour accéder à l'interrupteur.
2. Débranchez et trouvez les interrupteurs DIP au dos de la console AL10 (le cas échéant). Tirez sur le couvercle en caoutchouc pour accéder à l'interrupteur.
3. Utilisez un stylo pour modifier la position de l'interrupteur DIP des deux unités. Par exemple, changez la position du commutateur no. 4 sur les deux unités. Tous les réglages doivent être identiques pour que le système fonctionne.
4. Il sera nécessaire de modifier les réglages de l'interrupteur sur tous les autres accessoires de la gamme AL.

RÉGLAGES DU CANAL



DÉPANNAGE

Si n'importe quel problème devrait arriver pendant l'opération de votre AlertMaster ALI2 Récepteur Eloigné, réexaminer le « le Symptôme et le Remède » la liste au dessous. Se référer à la section de « Dépannage » dans votre AlertMaster ALI0 Guide de l'utilisateur pour les autres difficultés n'a pas énuméré ici. Assurez-vous qu'aucune pièce du système AlertMaster ne se trouve sur ou près de surfaces métalliques ou d'appareils électriques. Si les difficultés devaient persister, prenez contact avec Clarity ou votre revendeur autorisé pour obtenir de l'aide.

AVERTISSEMENT ! N'ouvrez PAS l'unité. Vous pourriez être exposé à des tensions électriques élevées dangereuses.

Problème	Cause et solution
Le bouton de CONTRÔLE DE LA LAMPE ne fonctionne pas	La lampe n'est pas mise en marche avant d'être branchée à l'AlertMaster. Appuyez sur le bouton de la lampe afin qu'elle s'allume. Remplacez l'ampoule si nécessaire.
Le récepteur ne s'active pas conjointement avec la base	Il est possible que les interrupteurs DIP soient mal réglés. Le réglage des interrupteurs DIP au dos de l'ALI2 doit correspondre à celui de l'interrupteur sur la base de l'ALI0.

ACCESSOIRES EN OPTION

L'AlertMaster ALI1 est conçu pour fonctionner avec des récepteurs et émetteurs sans fil en option, chacun étant vendu séparément.

A. Avertisseur personnel (AMPX™)

Porter ce récepteur léger sur votre ceinture n'importe où autour de votre maison dans un rayon de 80 pied du Modèle d'AlertMaster ALI1.



B. Avertisseur tactile personnel (AMPXB™)

Similaire pour Modeler AMPX. Ce récepteur personnel est conçu pour répondre aux besoins de la sourd-persienne. Un commutateur de touche permet à chaque source vigilante être identifié par l'indication tactile.



C. Émetteur d'alarme sonore (AMAX™)

Placer ceci à côté de l'alarme audio pour la notification quand l'alarme est activée. Il active la fonction d'Alarme du système d'AlertMaster et a une gamme de jusqu'à 80 pieds.



ACCESSOIRES EN OPTION

D. Surveillance sonore pour bébé (AMBX™)

Placez ce dispositif de surveillance près de votre nourrisson, et il transmettra un signal au système AlertMaster lorsque votre bébé pleure.



E. Annonce de porte (AMDx™)

Attacher le Présentateur de Porte à côté de votre carillon de porte actuel ou de l'interphone. Il activera la fonction de porte du Modèle d'AlertMaster ALI I jusqu'à 80 pieds loin.



CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

Informations importantes destinées aux consommateurs

RENSEIGNEMENTS SUR LA SECTION 68 DU RÈGLEMENT FCC

Ce **système de notification ALI 2** est conforme à la section 68 des lois et règlements de la FCC et aux exigences adoptées par l'ACTA. Sous cet équipement se trouve une étiquette indiquant, entre autres informations, le code d'identification du produit au format américain :AAAQ##TXXXX. S'il est requis, ce numéro doit être fourni à la compagnie de téléphonie.

La fiche et la prise utilisées pour connecter cet équipement au câblage et au réseau téléphonique des lieux doivent être conformes à la section 68 des exigences et règlements applicables de la FCC et aux exigences adoptées par l'ACTA. Un cordon téléphonique et une fiche modulaire, RJ11 USOC, conformes sont fournis avec ce produit. Il est conçu pour être branché à une prise modulaire compatible qui soit aussi conforme. Consultez les instructions d'installation pour plus de détails.

L'IES est utilisé afin de déterminer le nombre d'appareils qui peuvent être connectés à une ligne téléphonique. Un IES excessif sur une même ligne téléphonique peut empêcher les appareils de sonner lors de l'entrée d'un appel. Dans la plupart mais pas dans toutes les régions, la somme des IES ne doit pas excéder cinq (5,0). Pour connaître avec certitude le nombre d'appareils pouvant être connectés à une ligne comme déterminé par l'IES total, contactez la compagnie de téléphonie locale. Pour les produits approuvés après le 23 juillet 2001, l'IES du produit fait partie du code d'identification du produit qui est au format américain :AAAQ##TXXXX. Les chiffres représentés par ## correspondent à l'IES sans virgule décimale (par ex. 03 correspond à un IES de 0,3). Pour les produits plus récents, l'IES est affiché séparément sur l'étiquette.

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

Si cet équipement téléphonique endommage le réseau téléphonique, la compagnie de téléphonie vous informera à l'avance du besoin possible de procéder à une interruption temporaire du service. Dans l'éventualité où il s'avérerait impossible d'aviser le client à l'avance, la compagnie de téléphonie informera ce dernier dès que possible. Vous serez également informé(e) de votre droit de déposer une plainte auprès de la FCC si vous le jugez nécessaire.

La compagnie de téléphonie peut apporter des modifications à ses installations, son équipement, ses opérations ou ses procédures qui peuvent affecter le fonctionnement de l'équipement. Si cela se produit, la compagnie de téléphonie vous avisera à l'avance afin que vous puissiez prendre les mesures nécessaires pour garantir un service ininterrompu.

Veillez contacter Clarity au 1-800-426-3738 si vous rencontrez des difficultés avec cet équipement téléphonique ou pour obtenir des renseignements sur les réparations et la garantie. Si l'équipement est à l'origine de nuisances sur le réseau téléphonique, la compagnie de téléphonie peut exiger que vous le débranchiez jusqu'à ce que le problème soit résolu.

Cet équipement téléphonique n'est pas prévu pour être réparé et contient des pièces irréparables. L'ouverture de l'équipement ou toute tentative de procéder à des réparations rendront nulle la garantie. Pour un entretien ou des réparations, appelez le 800-426-3738.

Le branchement à un service de lignes partagées est sujet aux tarifs provinciaux. Contactez la commission provinciale ou nationale des services publics ou la commission des sociétés pour plus de renseignements.

Si votre domicile est équipé d'un système d'alarme câblé connecté à votre ligne téléphonique, assurez-vous que l'installation de cet

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

équipement téléphonique ne désactive pas votre alarme. Si vous avez des questions sur ce qui désactive le système d'alarme, consultez votre compagnie de téléphonie ou un installateur qualifié.

Cet équipement téléphonique est compatible avec les prothèses auditives.

Téléphones privés à pièces de monnaie/cartes de crédit

Afin de se conformer aux tarifs provinciaux, la compagnie de téléphonie doit être avisée à l'avance de toute connexion. Dans certaines provinces, la commission provinciale ou nationale des services publics ou la commission des sociétés doit approuver la connexion au préalable.

RENSEIGNEMENTS SUR LA SECTION 15 DU RÈGLEMENT FCC

Cet équipement est conforme à la section 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit provoquer aucune interférence nuisible et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable.

Votre **système de notification ALI2** a été testé et jugé conforme aux limites s'appliquant aux appareils numériques de Classe B, conformément à la section 15 de la réglementation FCC. Ces limites ont été établies de manière à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lors d'une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie en radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions fournies, il peut provoquer des interférences qui affecteront les communications radio. Il est toutefois impossible de

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

garantir qu'aucune interférence ne survienne dans une installation donnée. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'appareil, vous êtes encouragé à essayer de corriger l'interférence au moyen d'une des mesures suivantes :

1. S'il est possible de le faire en toute sécurité, réorientez ou déplacez l'antenne de réception du téléviseur ou de la radio.
2. Dans la mesure du possible, déplacez le téléviseur, la radio ou tout autre récepteur par rapport à l'équipement téléphonique. (Cela permet d'accroître la distance entre l'équipement téléphonique et le récepteur.)
3. Branchez l'équipement téléphonique sur une prise de courant faisant partie d'un circuit différent de celui sur lequel est branché le téléviseur, la radio ou tout autre récepteur.
4. Obtenez l'aide du détaillant ou d'un technicien expérimenté en radio/télévision.

AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications non autorisés expressément par le fabricant responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à se servir de cet équipement.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES D'INDUSTRIE CANADA

Ce produit satisfait les spécifications techniques applicables d'Industrie Canada.

Avant d'installer cet appareil, les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont autorisés à se connecter aux installations de la compagnie de télécommunication locale. L'équipement doit également être installé en utilisant une méthode acceptable de connexion. Dans certains cas, le câblage interne de la compagnie associé au fonctionnement de lignes individuelles peut être prolongé au moyen d'un connecteur certifié (rallonge de cordon de téléphone). Le client

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

devrait être informé que la conformité aux conditions énoncées ci-dessus ne peut empêcher la dégradation du service dans certaines circonstances.

Les réparations d'un appareil certifié doivent être confiées au centre canadien d'entretien autorisé ayant été désigné par le fournisseur. La compagnie des télécommunications pourrait exiger que l'utilisateur déconnecte l'appareil suite à des réparations ou modifications de l'appareil effectuées par l'utilisateur ou tout mauvais fonctionnement de l'appareil.

Pour leur propre protection, les utilisateurs doivent s'assurer que les connexions de mise à la terre de l'alimentation électrique, des lignes téléphoniques et des tuyaux métalliques internes de la plomberie, le cas échéant, soient toutes reliées entre elles. Cette précaution est particulièrement importante dans les régions rurales.

AVERTISSEMENT : Les utilisateurs ne doivent pas tenter de réaliser eux-mêmes ces connexions, mais doivent contacter le service d'inspection des installations électriques ou un électricien, selon le cas.

L'indice d'équivalence de la sonnerie est une indication du nombre maximum de dispositifs autorisés à être connectés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut se composer d'une combinaison de dispositifs, à la seule condition que le total des indices d'équivalence de la sonnerie de l'ensemble des dispositifs ne dépasse pas cinq.

[Les lettres « IC : » apparaissant devant le numéro de certification/ d'enregistrement signifient seulement que les spécifications techniques d'Industrie Canada sont respectées.]

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA GARANTIE

Cette garantie s'applique uniquement aux produits CLARITY qui sont achetés et utilisés aux États-Unis ou au Canada.

CLARITY garantit l'ALERTMASTER ALI2 contre tout défaut matériel et de fabrication pour une période d'un an à partir de la date d'achat.

Si votre produit CLARITY est défectueux et retourné moins de 30 jours après la date d'achat, votre revendeur Clarity autorisé le remplacera sans frais.

S'il est retourné après 30 jours mais moins d'un an après la date d'achat, nous le réparerons ou le remplacerons sans frais. Lors de la réparation de votre AlertMaster ALI2, nous pouvons utiliser des pièces de rechange neuves ou reconditionnées. Si nous choisissons de remplacer votre ALI2, nous pouvons le remplacer par un produit neuf ou reconditionné de conception identique ou similaire. La réparation ou le remplacement sera garanti pour une période de 90 jours ou pour la période restante de la garantie originale, suivant ce qui dure le plus longtemps.

Les garanties implicites, y compris celles d'adéquation à un usage particulier et de marchandisation (une garantie non écrite selon laquelle le produit convient à un usage normal) sont limitées à une période d'un an à partir de la date d'achat. Nous ne débourserez aucun frais pour des pertes de temps, des inconvénients, l'impossibilité d'utiliser votre AlertMaster ALI2 ou des dégâts matériels causés par votre AlertMaster ALI2 ou son mauvais fonctionnement, ou encore tout autre dommage accessoires ou indirects. Certaines provinces n'autorisent pas les limitations sur la durée d'une garantie implicite ni l'exclusion de dommages accessoires ou indirects, les exclusions ci-dessus pourraient donc ne pas s'appliquer dans votre cas.

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA GARANTIE

Pour obtenir un service de garantie de votre AlertMaster ALI2 couvert par la garantie, vous devez fournir la preuve de la date d'achat. Moins de 30 jours après la date d'achat, retournez votre AlertMaster ALI2 au détaillant auprès de qui vous l'avez acheté afin d'obtenir son remplacement immédiat. Après 30 jours, appelez CLARITY au 800-426-3738 ou 800-772-2889 TTY/TDD pour connaître l'adresse du centre de service le plus près de chez vous. Vous devez payer à l'avance les frais d'expédition. Nous vous suggérons de conserver l'emballage original au cas où vous devriez expédier l'AlertMaster ALI2. Lors d'une expédition pour une réparation couverte par la garantie, veuillez indiquer vos nom, adresse et numéro de téléphone, et joindre une preuve de la date d'achat ainsi que la description du problème. Une fois l'appareil réparé, nous vous le renverrons gratuitement aux États-Unis ou au Canada.

Cette garantie ne couvre pas les défauts attribuables aux accidents, les dommages causés lors du transit vers le lieu de service, ou ceux dus aux modifications, aux réparations non autorisées, au non-respect des instructions, à un usage inapproprié, à une utilisation hors des États-Unis ou du Canada, à un incendie, une inondation ou une catastrophe naturelle. Nous ne garantissons pas non plus que le produit soit compatible avec tout appareil téléphonique particulier, lignes partagées, systèmes de téléphone à touches ou systèmes téléphoniques plus perfectionnés. Si votre AlertMaster ALI2 n'est pas couvert par cette garantie, appelez-nous au 800-426-3738 ou 800-772-2889 TTY/ TDD pour obtenir des conseils concernant la réparation de votre appareil et des renseignements concernant toute autre réparation. Les pièces réparées seront garanties pendant 90 jours.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando use su Clarity AL12, debe seguir las siguientes precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de incendio y de que las personas sufran descargas eléctricas:

1. Lea y comprenda todas las instrucciones.
2. Cumpla con todas las instrucciones y advertencias que se indican en el producto.
3. Evite que el producto entre en contacto con agua de lluvia, humedad o cualquier otro líquido para evitar que el producto se dañe o que usted se lesione.
4. Desenchufe este producto del tomacorriente de la pared antes de limpiarlo. No use limpiadores líquidos o en aerosol sobre el producto. Use un paño húmedo para limpiarlo.
5. Use este producto con el voltaje indicado en la base o en el manual del usuario. Si no está seguro de cuál es el voltaje que tiene en su casa, consulte a su proveedor o compañía eléctrica local.
6. No coloque ningún objeto sobre el cable de corriente. Instale el producto donde nadie pueda pisar o tropezar con el cable.
7. No sobrecargue los tomacorrientes de pared o los alargadores, dado que aumentan el riesgo de incendio o de descargas eléctricas.
8. Nunca introduzca objetos por las ranuras del producto. Pueden tocar puntos de voltaje peligrosos o hacer cortocircuito en ciertas partes, generando un riesgo de incendio o descarga eléctrica.
9. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no desarme el producto. Abrir o quitar las tapas puede exponerlo a voltajes peligrosos u otros riesgos. Un montaje posterior incorrecto puede ocasionar una descarga eléctrica cuando se vuelva a usar el aparato.
10. Desenchufe este producto de los tomacorrientes de pared y déVELO al servicio de reparaciones del fabricante cuando se presenten las condiciones siguientes:
 - A. Cuando el cable de alimentación o el enchufe estén pelados o dañados.
 - B. Si se derramó líquido en su interior.
 - C. Si estuvo expuesto al agua o la lluvia.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

D. Si no funciona normalmente al seguir las instrucciones correspondientes.

E. Si el teléfono se cayó o la carcasa se dañó.

F. Si muestra un cambio evidente en su funcionamiento.

11. Sólo use el cable y las baterías que se indican en este manual.

No arroje las baterías al fuego. Podría explotar. Verifique los códigos locales para saber si existen instrucciones especiales para desecharlas.

12. El aparato no será expuesto al goteo o el salpicar y ése ningunos objetos llenados de los líquidos, tales como floreros, serán colocados en el aparato.

13. La batería no será expuesta al calor excesivo, tal como sol, fuego o similares.

14. El enchufe de las CAÑERÍAS se utiliza como el dispositivo de la desconexión, que seguirá habiendo fácilmente operable.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

NOTAS ADICIONALES SOBRE SEGURIDAD PARA USUARIOS CANADIENSES

Los siguientes ítems están incluidos como parte de los requerimientos CS-03. La disposición de conexión estándar para el equipo es CA IIA. Este producto cumple con las especificaciones técnicas pertinentes de Industry Canada.

NOTA: La etiqueta del Departamento Canadiense de Comunicaciones identifica al equipo certificado. Esta certificación significa que el equipo cumple con determinados requisitos de seguridad y funcionamiento para protección de la red de telecomunicaciones. El Departamento no garantiza que el equipo funcione de manera tal que cumpla con las exigencias del usuario. Antes de instalar el equipo, los usuarios deben verificar que esté permitido conectarlo a la red de la compañía telefónica local. Además, la instalación debe realizarse utilizando un método de conexión aceptable. En algunos casos, se puede extender el cableado interno de la compañía asociado a un servicio individual de línea única, por medio de una conexión certificada (extensión). El cliente debe ser consciente de que es posible que el cumplimiento de las condiciones mencionadas anteriormente no evite el deterioro del servicio en determinadas situaciones. Las reparaciones de los equipos certificados deben realizarlas un servicio de mantenimiento canadiense, designado por el proveedor. Ante cualquier reparación o modificación que realice el usuario, o el mal funcionamiento del equipo, la compañía de telecomunicaciones puede solicitar al usuario que desconecte el aparato.

Por su propia seguridad, los usuarios deben asegurarse de que las conexiones a tierra de la empresa de servicios públicos, las líneas telefónicas y el sistema metálico de cañerías de agua internas del edificio estén conectadas entre sí. Esta precaución es particularmente importante en las zonas rurales.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Advertencia: Los usuarios no deben intentar realizar dichas conexiones por sí mismos, sino ponerse en contacto con la autoridad de inspección eléctrica correspondiente o con un electricista, según corresponda. El Número de Equivalencia de Timbres (REN) es un indicador de la cantidad máxima de terminales que se permite conectar a una interfaz de telefonía. La terminación en una interfaz puede estar constituida por cualquier combinación de aparatos sujetos únicamente al requisito de que la suma de los Números de Equivalencia de Timbres de todos los aparatos no exceda de cinco (5).



ADVIERTA RIESGO DE no de
DESCARGA ELECTRICA ABRE



EL CUIDADO: Para REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA, no QUITA COBERTURA (ni ATRAS). No USUARIO-UTILIZABLE DESPIDE A DENTRO. REFIERAse ATENDER A AI PERSONAL CALIFICADO.

**CONSERVE ESTAS
INSTRUCCIONES**

INTRODUCCIÓN

Gracias por el elegir el nuevo y fascinante ALI2 de Clarity. Este dispositivo se diseñó para cumplir con los más altos estándares de calidad y así brindarle años de servicio práctico y sin problemas.

Lea todas estas instrucciones de funcionamiento antes de usar su sistema de notificación. Conserve este manual para usarlo como referencia en el futuro.


Debe conservar su factura como comprobante de compra en caso de que necesite algún servicio que cubra la garantía.

Si tiene alguna pregunta sobre su ALI2, comuníquese con su distribuidor autorizado o con nuestro Departamento de Atención al Cliente al 800-426-3738.

Correo electrónico: claritycs@plantronics.com


Sitio web: www.clarityproducts.com

IDENTIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES



INSTALACIÓN

El Receptor remoto AlertMaster AL12 está diseñado para operar únicamente con AlertMaster AL10 y AL11. Los Sistemas de notificación de AlertMaster AL10 y AL11 están diseñados para operar con la cantidad deseada de Receptores remotos AlertMaster AL12, ubicados a 80 pies (24 m) de distancia de la base. Para lograr una mejor recepción, tuerza la antena y manténgala en posición vertical.




FUNCIONAMIENTO

La consola de AL12 tiene seis indicadores luminosos para cada una de las funciones de alerta del Sistema de notificación AlertMaster. Algunas funciones requieren la compra de accesorios adicionales.

Cada vez que el Receptor remoto AlertMaster se encuentra activado en cualquiera de sus funciones, el receptor se restablecerá automáticamente luego de dos minutos, o bien podrá usar el botón **RESET** (Restablecer) que se encuentra en la parte superior de la consola. (Sin embargo, el reloj de la alarma se activa durante una hora, no por dos minutos. Se lo puede apagar presionando los botones **SNOOZE** [Repetición de la alarma] o **RESET / PAGE** [Restablecer/localizar] de la consola de AL10, o el botón **RESET** [Restablecer] que se encuentra en la parte superior de la consola de AL12.) En la Guía del usuario de AL10, consulte la sección sobre “Funcionamiento, Funciones de control” para conocer el patrón de señalización de la lámpara correspondiente a cada función.

Control de la lámpara

Presione el botón **LAMP CONTROL** (Control de la lámpara) que se encuentra en el centro para encender y apagar la lámpara de AlertMaster AL12. Para que el control funcione, asegúrese de que la lámpara esté encendida antes de enchufar la lámpara en la parte trasera de AL12.



ENCENDIDO/APAGADO DEL INTERRUPTOR INTERMITENTE DE LA LÁMPARA

Use el interruptor LAMP FLASHER ON / OFF (Encendido/apagado del interruptor intermitente de la lámpara) para encender o apagar la función parpadeante de la lámpara. Las luces que se encuentran en la parte delantera de la unidad y el Control de la lámpara permanecerán activos. El interruptor LAMP FLASHER ON / OFF (Encendido/apagado del interruptor intermitente de la lámpara) se encuentra en la parte trasera de la unidad, debajo de la cubierta de goma del interruptor DIP.

El sistema AlertMaster usa señales de radio para la comunicación entre la consola y todos los accesorios. Para que los accesorios (Anunciador de la puerta, Monitor de sonido para bebés y Transmisor de alarma de audio) se "comuniquen" con la base, tienen que estar todos en el mismo "canal". Para la selección del canal se utiliza un interruptor DIP.

Su sistema y todos los accesorios se han preconfigurado en la fábrica a un canal estándar. Bajo condiciones de funcionamiento normales, no es necesario realizar ningún ajuste.


Si su sistema se encuentra con interferencias y se activa repetidamente sin ninguna razón aparente, puede que esté siendo activado por un sistema cercano en los alrededores de su casa.

Si fuera necesario, revise la configuración del interruptor DIP de todos los componentes del Sistema de notificación AlertMaster para asegurarse de que todas sean idénticas.

Si existe una interferencia de otro Sistema de notificación AlertMaster u otra fuente inalámbrica, cambie la configuración del canal en todos los componentes.

1. Desenchufe y ubique los interruptores DIP en la parte trasera de la consola AL12. Levante la tapa de goma para acceder al interruptor.
2. Desenchufe y ubique los interruptores DIP en la parte trasera de la consola AL10 (si está presente). Levante la tapa de goma para acceder al interruptor.
3. Use un bolígrafo para cambiar la posición del interruptor DIP en ambas unidades. Por ejemplo, cambie la posición del interruptor N° 4 en las dos unidades. Todas las configuraciones deben ser idénticas para que funcione el sistema.
4. Es necesario que cambie la configuración del interruptor en cada uno de los accesorios de la serie AL.

CONFIGURACIONES DEL CANAL



RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si cualquier problema debe ocurrir durante operación de su AlertMaster AL12 Receptor Remoto, revise el "Síntoma y Remedio" la lista abajo. Refiérase a la sección "de localización de fallas" en su Guía del usuario de AlertMaster AL10 para otras dificultades no listó aquí. Asegúrese de que no haya ninguna parte del sistema AlertMaster arriba o cerca de superficies metálicas o equipos eléctricos. Si el inconveniente persiste, comuníquese con Clarity o su distribuidor autorizado para obtener ayuda.

ADVERTENCIA: NO abra la unidad. Podría exponerse a electricidad de alto voltaje, lo cual es muy peligroso.

Síntoma	Causa y solución
El botón LAMP CONTROL (Control de la lámpara) no funciona	No se encendió la lámpara antes de enchufarla al AlertMaster. Presione el botón de la lámpara para encenderla. Reemplace la bombilla, si fuera necesario.
El receptor no se activa junto con la base	Es posible que los interruptores DIP no estén bien conectados. Los interruptores DIP que se encuentran en la parte trasera de AL12 deben coincidir con la configuración del interruptor de la base de AL10.

ACCESORIOS OPCIONALES

El AlertMaster ALI2 está diseñado para funcionar con receptores y transmisores remotos inalámbricos opcionales, que se venden por separado.

A. Señal personal (AMPX™)

Lleve este receptor ligero en su cinta dondequiera alrededor de su casa y usted será puesto sobre aviso a cualquier actividad en su casa. Tiene una gama de 80 pie y una consola miniatura de luces de indicador, y también alarmas con vibrar diferente movimientos para cada función.



B. Señal táctil personal (AMPXB™)

Semejante a AMPX más un interruptor de toque para personas que son sordas y ciego.



C. Transmisor de alarma de audio (AMAX™)

Coloque esto próximo a cualquier alarma del audio para la notificación cuando la alarma es activada. Activa la función de Alarma del sistema de AlertMaster y tiene una gama de hasta 80 pies.



ACCESORIOS OPCIONALES

D. Monitor de sonido para bebés (AMBX™)

Coloque este monitor cerca de su niño, y transmitirá una señal al sistema de AlertMaster cuando su bebé lllore.



E. Anunciador de la puerta (AMDX™)

Coloque al Locutor de Puerta luego a su timbre existente, carillón de puerta o locutor de interfon. Transmitirá una señal que activa la función de Puerta del sistema de AlertMaster de hasta 80 pies lejos. El ideal para apartamentos, condo o series con una puerta común de la seguridad o la puerta.



Información importante para los clientes

INFORMACIÓN SOBRE LA PARTE 68 DE LOS REGLAMENTOS DE LA FCC

Este **Sistema de notificación ALI2** cumple con las normas y requisitos establecidos en la Parte 68 de la FCC, adoptada por la Asociación de Operadores de Telecomunicaciones de los Estados Unidos (ACTA, por sus siglas en inglés). En la parte inferior de este equipo se encuentra una etiqueta que provee, entre otras informaciones, un identificador de producto con el formato US: AAAEQ##TXXXX. Debe proporcionar este número a la compañía telefónica si se lo solicitan.

El enchufe y el tomacorriente utilizados para conectar este equipo al cableado del edificio y a la red telefónica deben cumplir con las normas y requisitos correspondientes de la Parte 68 de la FCC, adoptada por la ACTA. Con este producto se suministran un cable de teléfono y un enchufe modular, RJ11 USOC, que cumplen con los requisitos. Está diseñado para ser conectado a un tomacorriente modular compatible, que también cumpla con los requisitos. Vea las instrucciones de instalación para obtener más detalles.

El REN se utiliza para determinar la cantidad de aparatos que pueden conectarse a una línea telefónica. Una cantidad excesiva de REN en una línea telefónica puede hacer que los dispositivos no suenen cuando se reciba una llamada entrante. En la mayoría de las áreas, no en todas, la suma del REN no debería superar el número cinco (5.0). Contacte a su compañía telefónica local para estar seguro de la cantidad de aparatos que puede conectar a una línea, según el total del REN. Para los productos aprobados después del 23 de julio de 2001, el REN forma parte del identificador del producto con el formato US: AAAEQ##TXXXX. Los dígitos representados por ## corresponden al REN sin el punto decimal

(por ejemplo, 03 significa un REN de 0.3). En los productos más antiguos, el REN aparece en la etiqueta por separado.

Si este equipo de teléfono provoca daños a la red telefónica, la compañía le notificará con anticipación que es necesario efectuar una interrupción temporal del servicio. En caso de que no sea posible avisar con anticipación, la compañía telefónica le notificará al cliente lo más pronto posible. Además, le avisarán de sus derechos de presentar una queja ante la FCC si lo considera necesario.

La compañía telefónica puede realizar cambios en sus instalaciones, equipos, operaciones o procedimientos que podrían afectar el funcionamiento del equipo. Si esto ocurriera, la compañía telefónica avisará con anticipación para que usted realice las modificaciones necesarias para mantener el servicio sin interrupciones.

Si se presentara algún problema con este equipo, necesitara alguna reparación o información sobre la garantía, contáctese con Clarity al 800-426-3738. Si el equipo está provocando daños en la red telefónica, la compañía de teléfonos puede pedirle que desconecte su aparato hasta que se solucione el problema.

Este equipo telefónico no está diseñado para ser reparado y, por lo tanto, no contiene partes reparables. La apertura del equipo o cualquier intento de realizar reparaciones invalidarán la garantía. Para comunicarse con el servicio o reparaciones, llame al 800-426-3738.

La conexión a servicios de línea compartida está sujeta a las tarifas estatales. Póngase en contacto con la comisión de empresas de servicios públicos, la comisión de servicios públicos o la comisión de corporaciones para obtener más información.

Si tiene instalado un equipo de alarma conectado a la línea telefónica, asegúrese de que la instalación de este teléfono

CONFORMIDAD CON LOS REGLAMENTOS

no desconecte su sistema de alarma. Si tiene dudas sobre las circunstancias que pueden desconectar su sistema de alarma, consulte a su compañía telefónica o a un instalador calificado.

Este equipo telefónico es compatible con audífonos.

Teléfonos de monedas/Tarjetas de crédito propiedad del cliente

Para cumplir con las tarifas fijadas por el estado, se debe notificar a la compañía telefónica antes de realizar la conexión. En algunos estados, la comisión de servicios públicos estatales, la comisión de servicios públicos o la comisión de corporaciones deben autorizar la conexión.

INFORMACIÓN SOBRE LA PARTE 15 DE LOS REGLAMENTOS DE LA FCC

Este aparato cumple con la Parte 15 de los reglamentos de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este equipo no puede ocasionar interferencia perjudicial y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, aunque ésta pudiera causar un funcionamiento no deseado.

Su **Sistema de notificación ALI 2** ha sido probado y se comprobó que cumple con los límites para los dispositivos digitales de Clase B, en conformidad con la Parte 15 de los reglamentos de la FCC. Se fijaron estos límites para proveer una protección razonable contra la interferencia perjudicial en las instalaciones residenciales.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia. Si su instalación y uso no se realiza según las instrucciones, puede producirse una interferencia perjudicial en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existen garantías de

CONFORMIDAD CON LOS REGLAMENTOS

que no ocurrirán interferencias en una instalación en particular; si este equipo causara interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, lo cual se determinará apagando y encendiendo el equipo, puede tratar de corregirla mediante uno de los siguientes procedimientos:

1. Si puede hacerlo sin correr peligro, reoriente la antena receptora de radio o televisión.
2. En la medida de lo posible, reubique la televisión, la radio u otro receptor respecto del teléfono. (De este modo aumentará el espacio de separación entre el teléfono y el aparato receptor).
3. Conecte el teléfono a una toma o un circuito diferente del que utiliza para enchufar la televisión, la radio u otros receptores.
4. Pida ayuda al distribuidor o a un técnico de radio y televisión con experiencia.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el fabricante responsable de cumplir con las normas pertinentes podrían anular la autorización para que el usuario opere el equipo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE INDUSTRY CANADA

Este producto cumple con las especificaciones técnicas pertinentes de Industry Canada.

Antes de instalar el equipo, los usuarios deben verificar que está permitido conectarlo a la red de la compañía telefónica local. Además, la instalación debe realizarse utilizando un método de conexión aceptable. En algunos casos, se puede extender el cableado interno de la compañía asociado a un servicio individual de línea única, por medio de una conexión certificada (extensión). El cliente debe ser consciente de que es posible que el cumplimiento de las condiciones mencionadas anteriormente no evite el deterioro del servicio en determinadas situaciones.

CONFORMIDAD CON LOS REGLAMENTOS

Las reparaciones de los equipos certificados deben realizarlas un servicio de mantenimiento canadiense, designado por el proveedor. Ante cualquier reparación o modificación que realice el usuario, o el mal funcionamiento del equipo, la compañía de telecomunicaciones puede solicitar al usuario que desconecte el aparato.

Por su propia seguridad, los usuarios deben verificar que las conexiones a tierra de la empresa de servicios públicos, las líneas telefónicas y el sistema metálico de cañerías de agua internas del edificio estén conectadas entre sí. Esta precaución es particularmente importante en las zonas rurales.

ADVERTENCIA: Los usuarios no deben intentar realizar dichas conexiones por sí mismos, sino ponerse en contacto con la autoridad de inspección eléctrica correspondiente o con un electricista, según corresponda.

El Número de Equivalencia de Timbres es un indicador de la cantidad máxima de terminales que se permite conectar a una interfaz de telefonía. La terminación en una interfaz puede estar constituida por cualquier combinación de aparatos sujetos únicamente al requisito de que la suma de los Números de Equivalencia de Timbres de todos los aparatos no exceda de cinco.

[El término "IC:" antes del número de certificación/registro significa únicamente que cumple con las especificaciones técnicas de Industry Canada].

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

Esta garantía se aplica únicamente a productos CLARITY comprados y utilizados en los Estados Unidos o Canadá.

CLARITY garantiza que el ALERTMASTER ALI2 no tendrá defectos de materiales ni de mano de obra durante el período de un año a partir de la fecha de compra.

Si su producto CLARITY tiene defectos y se devuelve dentro de los 30 días a partir de la fecha de compra, su distribuidor autorizado de Clarity lo reemplazará sin cargo.

Si se devuelve después de los 30 días pero dentro de un año a partir de la fecha de compra, repararemos o reemplazaremos el producto sin cargo. En la reparación de su AlertMaster ALI2, podremos usar piezas de reemplazo nuevas o reacondicionadas. Si decidimos reemplazar su ALI2, podemos hacerlo por un producto nuevo o reacondicionado de diseño igual o similar. La reparación o reemplazo tendrá una garantía de 90 días o el plazo restante de su garantía original, el que sea más largo de los dos.

Las garantías implícitas, lo que incluye aquellas de aptitud para un propósito particular y aptitud comercial (una garantía no escrita de que el producto es apropiado para su uso ordinario), están limitadas a un año a partir de la fecha de compra. No realizaremos compensación alguna por pérdida de tiempo, inconvenientes, imposibilidad de uso de su AlertMaster ALI2 o daño a la propiedad causado por su AlertMaster ALI2 o su falla en funcionamiento o cualquier otro daño imprevisto o derivado. Algunos estados no permiten limitaciones sobre el período de vigencia de una garantía implícita o la exclusión de los daños imprevistos o derivados, de modo que las exclusiones o limitaciones mencionadas pueden no ser aplicables en su caso.

Para obtener el servicio de garantía de su AlertMaster ALI2, debe presentar un comprobante de la fecha de compra. Dentro de los 30

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

días de la fecha de compra, devuelva su AlertMaster ALI2 al lugar donde lo compró para un reemplazo inmediato. Luego de los 30 días, llame a CLARITY al 800-426-3738 o al teléfono de texto 800-772-2889 para averiguar qué centro autorizado está más cerca de su domicilio. Usted debe pagar todos los gastos de envío por adelantado. Le sugerimos que guarde la caja original por si necesita enviarnos el AlertMaster ALI2. Cuando lo envíe para su reparación en virtud de la garantía, incluya su nombre, dirección, número de teléfono, comprobante de fecha de compra y la descripción del problema. Luego de reparar el producto, nosotros se lo enviaremos sin costo alguno dentro de los Estados Unidos.

Esta garantía no cubre defectos causados por accidentes, daños de envío a nuestro centro de reparación, alteraciones, reparaciones no autorizadas, no seguir las instrucciones, uso indebido, uso fuera de los Estados Unidos, Canadá o el Reino Unido, incendio, inundaciones o fuerza mayor. Tampoco garantizamos que el producto sea compatible con un equipo telefónico en particular, una línea compartida, centrales telefónicas o sistemas telefónicos más complejos. Si su AlertMaster ALI2 no está cubierto por esta garantía, llámenos al 800-426-3738 o al teléfono de texto 800-772-2889 para averiguar si podemos reparar su AlertMaster ALI2 u obtener cualquier otra información sobre reparaciones. Las piezas reparadas tendrán una garantía de 90 días.