

geemarc™
Hear the Difference


CL7400BT

Amplified Bluetooth Digital Headset with Quality Sound

Auricular con amplificación digital vía Bluetooth con sonido de calidad


Casque Bluetooth Amplifié avec Qualité Hifi







Charging your headset

- Plug one end of the USB cable (provided) into a wall USB charger (not provided) and the other end of the USB cable into the headset. A red light located on your left hand side will illuminate when the headset is charging. When the headset is fully charged a green light will illuminate.
- Enchufe un extremo del cable USB (incluido) en un cargador USB de pared (no incluido) y el otro extremo del cable USB en el auricular. Una luz roja situada en el lado izquierdo se iluminará cuando el auricular se esté cargando. Cuando el auricular está completamente cargado, se ilumina una luz verde.
- Branchez une extrémité du câble USB (fourni) dans un chargeur USB mural (non fourni) et l'autre extrémité du câble USB dans le casque. Une lumière rouge située sur votre côté gauche s'allume lorsque le casque est en charge. Lorsque le casque est complètement chargé, un voyant vert s'allume.



Using without pairing to a bluetooth device


- Plug one end of the 3.5mm plug (provided) into your headset and the other into a device that uses a 3.5mm plug.
- Enchufe un extremo del enchufe de 3.5 mm (suministrado) en el auricular y el otro en un dispositivo que utilice un enchufe de 3.5 mm.
- Branchez une extrémité de la fiche fournie 3.5 mm dans votre casque et l'autre dans un appareil qui utilise une prise de 3.5 mm.






Pairing your headset

- Hold the top button on the right side of your headset for 3 seconds and it will begin to blink, this indicates the headset is ready to be paired with your smart device, once paired it will stop blinking. Make sure your smart device or mobile phone's bluetooth is enabled before pairing.
- Mantenga pulsado el botón superior del lado derecho del auricular durante 3 segundos y comenzará a parpadear, esto indica que el auricular está preparado para ser emparejado con su dispositivo inteligente, una vez emparejado dejará de parpadear. Asegúrese de que su dispositivo inteligente o Bluetooth esté habilitado antes del emparejamiento.
- Tenez le bouton supérieur sur le côté droit de votre casque pendant 3 secondes et il commence à clignoter, cela indique que le casque est prêt à être jumelé avec votre appareil intelligent, une fois qu'il est apparié, il cessera de cligner des yeux. Assurez-vous que votre appareil intelligent ou le bluetooth du téléphone mobile est activé avant l'association.

 Mobile phone / TV / P /






How to use

- Pair your CL7400BT or use the 3.5mm plug (provided) and begin enjoying your music or television without missing a phone call.
- Empareje el CL7400BT o utilice el enchufe de 3.5 mm (incluido) y comience a disfrutar de su música o televisión sin perder una llamada telefónica.
- Associez votre CL7400BT ou utilisez la fiche 3.5 mm (fournie) et commencez à profiter de votre musique ou de votre téléviseur sans avoir manqué d'appel téléphonique.




How to use the buttons to control your music

- When listening to music from your smart phone you have the options to go back to the previous song or skip to the next. Tap the third button twice on the right hand side to listen to the previous song and tap the second button twice on the right hand side to skip to the next song.
- Cuando escucha música desde su teléfono inteligente, tiene las opciones para volver a la canción anterior o saltar a la siguiente. Toque el tercer botón dos veces en el lado derecho para escuchar la canción anterior y toque el segundo botón dos veces en el lado derecho para saltar a la siguiente canción.
- Lorsque vous écoutez de la musique de votre téléphone intelligent, vous avez la possibilité de revenir à la chanson précédente ou de passer à la suivante. Appuyez deux fois sur le troisième bouton sur le côté droit pour écouter la chanson précédente et appuyez deux fois sur le deuxième bouton sur le côté droit pour passer à la prochaine chanson.





Answering an incoming phone call

- When listening to music you can answer an incoming call. Tap the top button on the right to answer and tap once again to end the call.
- Cuando escucha música, puede contestar una llamada entrante. Presiona el botón superior de la derecha para contestar y toca una vez más para finalizar la llamada.
- Lorsque vous écoutez de la musique, vous pouvez répondre à un appel entrant. Appuyez sur le bouton supérieur à droite pour répondre et appuyez à nouveau pour terminer l'appel.




Setting the balance for your left and right ear

- To adjust the volume for each ear push the middle button on the right hand side and hold for 2 seconds until red, now you can set the balance setting on your headset. The volume control is located on the left hand side as shown below.
- Para ajustar el volumen de cada oído, presione el botón central del lado derecho y manténgalo presionado durante 2 segundos hasta que esté rojo, ahora puede configurar el ajuste de la balanza en el auricular. El control de volumen se encuentra en el lado izquierdo como se muestra a continuación.
- Pour régler le volume de chaque oreille, appuyez sur le bouton du milieu sur le côté droit et maintenez-le pendant 2 secondes jusqu'à ce que le rouge, vous pouvez régler le réglage de l'équilibre sur votre casque. Le contrôle du volume se trouve sur le côté gauche comme indiqué ci-dessous.



Adjusting the tone

- To adjust the tone control tap on the bottom button on the right hand side and hold for 2 seconds until red, now you can set the tone. The volume control is located on the left hand side as shown below.
- Para ajustar el toque de control de tono en el botón inferior del lado derecho y mantenerlo presionado durante 2 segundos hasta que esté rojo, ahora puede ajustar el tono. El control de volumen se encuentra en el lado izquierdo como se muestra a continuación.
- Pour régler le réglage de la tonalité, appuyez sur le bouton inférieur du côté droit et maintenez-le pendant 2 secondes jusqu'à ce que le rouge soit maintenant réglé. Le contrôle du volume se trouve sur le côté gauche comme indiqué ci-dessous.





Safety & Care advice

To make the best use of this product and to use it safely, please read these instructions thoroughly before use and keep safe for future reference.

Warning: This product can be very loud. Take care to prevent others from using this product, if they do not have the same level of hearing loss. Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Caution: Electric shock. DO NOT insert unattached plug heads in to mains power sockets. Plug heads **MUST** be fitted to the power adaptor.

The unit does not incorporate an integral power on/off switch. To disconnect the power, either switch off supply at the mains power socket or unplug the AC adaptor. When installing the unit, ensure that the mains power socket is readily accessible.

Caution: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.

DO NOT cover the ventilation.

DO NOT remove the ear pad as it is very difficult to replace.

Keep the unit away from heat sources.

DO NOT expose the unit to direct sunlight.

Clean the Headset and ear pads regularly.

DO NOT modify the unit in any way.

Please note: The unit may be subject to interference from appliances that generate strong electrical or magnetic fields e.g. microwaves, mobile phones, lighting transformers etc.



Battery Warnings:

- **DO NOT** attempt to dismantle.
- **DO NOT** dispose of in fire.
- **DO NOT** swallow.
- Keep away from children.
- **DO NOT** short-circuit the supply terminals.
- **DO NOT OPEN**, no user replaceable part inside, refer servicing to qualified personnel.
- When the headphones are not in use or the batteries are charging, switch **OFF** the headphones to avoid damaging the batteries.
- The batteries must be fully charged when use for the first time. An initial 4 hours charge is required.





Troubleshooting:

• **NO SOUND**

1. Ensure the USB cable is properly connected to the power adapter(not including) and the charging connector on the headphone.
2. Ensure that the headphone On/Off switch is switched to the On Position and the switch is illuminant Blue.
3. The headphones battery charge level may be too low. Please connect the USB cable to recharge the batteries until the green light is illuminated on the left hand headset.
4. Ensure that your mobile phone, DVD, TV set, Hi-Fi system or audio component is switched on and set Bluetooth ON and paired with the headphone.
5. Use the headphones volume control to increase the sound level (only when use as a wireless headphone).
6. The audio signal input level is too low. Increase the volume from the audio source of mobile phone, Hi-Fi, CD, or TV, etc.
7. The paired audio/video equipment may not be in playback mode. Start playback on by the equipment.
8. The headphones output level is set too low. Adjust the volume to a suitable level.

• **DISTORTION**

9. Restart the Pairing process (see Page 3).
- 10.The headphone's batteries charge level may be too low. Recharge the batteries.
- 11.Ensure that the volume setting is correct.
- 12.The headphones may be too far away from the music player. Move closer to it.
- 13.The audio signal input level is too strong. decrease the volume from the audio source of mobile phone, Hi-Fi, CD, or TV, etc.

General information

Features

- Headset Digital technology Bluetooth V4.0.
- High quality stereo sound.
- Digital Pairing System.
- Electronic Volume Control.
- Digital Balance/Tone adjustment.
- Rechargeable by micro USB socket.
- Jack 3.5mm Line in feature for wired headphone application.
- Operating distance up to 10 metres in open field.
- Hands-free can be used via Bluetooth.

Technical specifications

Operating voltage	: 3.7V 1000mA (built-in Lithium rechargeable battery)
Charging voltage	: USB 5V
Frequency response	: 20 Hz – 20 KHz (electrical)
Distortion	: 0.5 %
Signal-to-noise ratio	: 75 dB
Channel separation	: 60 dB
Range	: 10 meters (open area)

Guarantee

From the moment your Geemarc product is purchased, Geemarc guarantee it for the period of two years. During this time, all repairs or replacements (at our discretion) are free of charge. Should you experience a problem then contact our Helpline or visit our website at www.geemarc.com.

The guarantee does not cover accidents, negligence or breakage to any parts.

The product must not be tampered with or taken apart by anyone who is not an authorised Geemarc representative.

The Geemarc guarantee in no way limits your legal rights.

The product is covered by the legal guarantee of conformity as provided by applicable law.

Important: YOUR RECEIPT IS PART OF YOUR GUARANTEE AND MUST BE RETAINED AND PRODUCED IN THE EVENT OF A WARRANTY CLAIM.

Please note: The guarantee applies to the United Kingdom only.

EEC Declaration

Geemarc Telecom SA hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 1999/5 EEC.

The declaration of conformity may be consulted at www.geemarc.com



To prevent possible hearing damage, DO NOT listen at high volume levels for long periods.

This device complies with Industry Canada Licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Re-orient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio TV technician for help.
-

Disposal information

Disposal of old electrical & electronic equipment (applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

The symbol on the product or its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.

For more detailed information about recycling this product, please contact your local council office, your household waste disposal service or the shop where the product was purchased.

All electrical and electronic products including batteries should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)



Sécurité & Précautions

Lisez attentivement ces instructions pour utiliser au mieux le casque, en toute sécurité. Conservez ce manuel pour y revenir plus tard.

Attention : cet appareil peut fournir un son très puissant. Son usage est prévu pour les malentendants. Un niveau sonore trop important diffusé par un casque d'écoute peut provoquer des pertes d'audition.

Attention risque d'électrocution : Connectez la fiche de l'adaptateur secteur à l'arrière de la base en premier et ensuite connectez votre adaptateur à la prise de courant pour éviter tout problème d'électrocution.

L'appareil ne comporte pas d'interrupteur marche/arrêt général. Pour mettre l'appareil hors tension, retirez l'adaptateur secteur. Lorsque vous mettez l'appareil en place, vérifiez que la prise de courant est bien accessible.

Attention : l'utilisation d'une batterie inadaptée peut provoquer des dommages. Respectez les instructions de recyclage des batteries.

Ne pas recouvrir les trous d'aérations.

Ne pas retirer les housses des écouteurs car cela est difficile de les remettre.

Maintenez l'appareil à distance des sources de chaleur.

N'exposez pas l'appareil aux rayons du soleil.

Nettoyez régulièrement le casque et les embouts d'écoute.

N'apportez aucune modification à l'appareil.

Remarque : l'appareil peut subir les interférences provenant d'autres appareils générant un champ magnétique ou électrique puissant (four à micro-ondes, téléphone portable, transformateur d'éclairage, etc.).

Attention:

- Ne **jamais** démonter une batterie
- Ne **jamais** jeter une batterie au feu
- Ne **jamais** avaler une batterie
- Conserver hors de portée des enfants
- Ne **jamais** court-circuiter les bornes de l'adaptateur
- **Ne pas ouvrir**, aucune partie remplaçable par vous même, faire appel à une personne qualifiée.
- Quand le casque n'est pas utilisé ou que la batterie est rechargée, veuillez placer l'interrupteur situé à l'arrière du socle sur OFF (Arrêt) pour éviter tout dommage des batteries.
- La batterie doit être rechargée totalement la première fois. Une charge de 4 heures est préconisée.





Dépannage:

• Pas de son dans la casque

1. Contrôler que le câble USB est correctement connecté à l'adaptateur secteur (non inclus) ainsi qu'au casque.
2. Vérifier que l'interrupteur On/Off du socle est sur la position ON (Marche) et que le voyant est bleu sur le coté (un signal doit être envoyé sur le socle).
3. Le niveau de charge de la batterie du casque peut-être trop faible. Rechargez la batterie.
4. Assurez-vous que votre téléphone mobile, DVD, TV, système HiFi ou Audio soit allumé et que le mode Bluetooth soit active et appairé avec le casque CL7400BT.
5. Utilisez la commande volume du casque pour augmenter le niveau de réception (seulement en mode casque uniquement).
6. Le niveau du signal d'entrée est trop faible. Augmenter le niveau de la source audio de votre TV, système Hi Fi, CD, etc.
7. L'appareil audio/vidéo peut ne pas être en mode lecture. Lancez la lecture de votre appareil.
8. Le niveau de sortie de votre casque est faible. Ajustez l'écoute au niveau souhaité.

• DISTORSION

9. Refaire la procédure d'enregistrement de la page 3.
10. Le niveau de charge de la batterie du casque peut être trop faible, mettre le casque en charge.
11. Vérifier que le niveau du volume est correct.
12. Le casque peut être trop éloigné de la source audio. Rapprochez vous d'elle.
13. Le niveau du signal d'entrée est trop fort, veuillez diminuer le volume de votre source téléphone cellulaire, Hi-Fi, CD, ou TV, etc.

Service client

Pour obtenir des informations et de l'aide sur nos produits, consultez notre site Internet www.geemarc.com

Notre Service Client est disponible au : **03.28.58.75.99**

Fax: 03.28.58.75.76

Informations générales

Caractéristiques

- Casque Stéréo numérique bluetooth V4.0.
- Son de qualité HiFi.
- Appairage facile.
- Réglage du volume.
- Réglage de la balance et de la Tonalité.
- Rechargement Batterie par son micro USB.
- Utilisation en casque filaire par son connecteur Jack 3.5mm.
- Portée en champs libre: 10 mètres.
- Utilisable en kit main libre Bluetooth avec votre GSM.

Technical specifications

Tension d'alimentation	: 3.7V 1000mA (batterie rechargeable au lithium)
Tension de charge	: USB 5V
Réponse en fréquence audio	: 20 Hz – 20 KHz
Distorsion DHT	: 0.5 %
Rapport bruit signal	: 75 dB
Séparation canal	: 60 dB
Portée	: 10 mètres (en extérieur)

Garantie

Geemarc garantit cet appareil pour une durée de deux ans pièces et main-d'oeuvre à partir de la date d'achat. Pendant cette période, Geemarc réparera (ou remplacera si nécessaire) votre appareil gratuitement. En cas de problème, n'hésitez pas à contacter notre service client ou à consulter notre site Internet sur www.geemarc.com.

La garantie ne couvre pas les accidents, les pièces cassées, les problèmes causés par l'orage, par les liquides renversés, ni par la négligence de l'utilisateur. Seuls les techniciens agréés Geemarc sont autorisés à intervenir sur votre appareil.

La garantie Geemarc ne limite en aucun cas les droits que vous accorde la loi.

Le produit est couvert par la garantie légale de conformité telle que prévue par la réglementation applicable.

Important : VOTRE FACTURE D'ACHAT EST UN ÉLÉMENT ESSENTIEL DE VOTRE GARANTIE. ELLE VOUS SERA DEMANDÉE EN CAS D'INTERVENTION SOUS GARANTIE.

Remarque: La garantie s'applique uniquement en France.

DÉCLARATION DE COMPATIBILITÉ :

Ce produit respecte les exigences de compatibilité électromagnétique et de sécurité électrique demandées par la directive européenne RTTE 1999/5/EEC.

Vous pouvez consulter la déclaration de conformité sur www.geemarc.com.fr



Pour éviter d'endommager votre système auditif, ne pas mettre le volume au maximum durant une longue durée.

Cet appareil est conforme avec l'Industrie au Canada, exempts de licence RSSs. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent entraîner un mauvais fonctionnement de l'appareil.

Déclaration de conformité de la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer de brouillage préjudiciable, et (2) Il doit accepter tout brouillage reçu, y compris le brouillage pouvant entraîner un mauvais fonctionnement.

ATTENTION : Tout changement apporté à cet appareil non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité est susceptible d'annuler le droit de l'utilisateur à se servir de cet équipement.

NOTE : Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de la classe B, en vertu de la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet appareil génère, utilise et peut dégager de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du fabricant, provoquer un brouillage préjudiciable aux communications radio.

Il n'existe toutefois aucune garantie qu'un appareil particulier ne sera pas victime du brouillage. Si cet appareil entraîne un brouillage préjudiciable à la réception des émissions radio ou de télévision, identifiable en mettant le terminal hors puis sous tension, il est recommandé à l'utilisateur de tenter de résoudre ce problème au moyen d'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Orienter l'antenne réceptrice différemment ou la changer de place.
- Augmenter la distance séparant l'équipement du récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
- Obtenir de l'aide auprès du revendeur ou d'un technicien radio/TV expérimenté.

Recyclage

Mise au rebut des équipements électriques et électroniques usagés (applicable au sein de l'Union Européenne et dans les autres pays européens utilisant des systèmes de collecte séparée).

La présence du symbole sur le produit ou son emballage signifie que le produit ne doit pas être traité comme les déchets ménagers. Ce produit doit être apporté à un point de collecte pour recyclage des matériels électriques et électroniques.

En respectant les consignes de recyclage de votre appareil, vous participez à la protection de l'environnement et de la santé.

Pour en savoir plus sur le recyclage de cet appareil, contactez votre revendeur, les services municipaux ou la déchetterie de votre localité.

Tous les produits électriques et électroniques incluant des batteries doivent être jetés séparément, dans le flux de déchets municipaux par l'intermédiaire des installations de collecte désignées par le gouvernement ou les autorités locales.

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr



Consejos de seguridad y cuidados

Para lograr el mejor uso de este producto y utilizarlo en forma segura, lea todas estas instrucciones antes de usar y manténgalas en un lugar seguro para una referencia futura.

Advertencia: Este producto puede tener un sonido muy alto. Evite que otras personas lo utilicen si no tienen el mismo nivel de pérdida auditiva. Una presión de sonido excesiva por los audífonos y los auriculares puede causar pérdida auditiva.

Precaución: Choque eléctrico. **NO** inserte cabezales de enchufes sueltos en los tomas de corriente de la red eléctrica. Los cabezales de los enchufes **DEBEN** estar fijados al adaptador de alimentación.

La unidad no incorpora un interruptor de encendido / apagado (ON/OFF) de alimentación. Para desconectar la alimentación, cierre el toma de alimentación de la red eléctrica o desenchufe el adaptador CA. Cuando instale la unidad asegúrese de que el toma de alimentación en la red eléctrica sea fácilmente accesible.

Precaución: Si se reemplaza la batería con un tipo incorrecto existe el riesgo de explosión. Elimine las baterías usadas de acuerdo con las instrucciones.

NO cubra la ventilación.

NO remueva las almohadillas de los auriculares debido a su dificultad de colocación.

Mantenga la unidad alejada de fuentes de calor.

NO exponga la unidad a luz solar directa.

Limpie el auricular y las almohadillas auditivas regularmente.

NO modifique la unidad de ninguna manera.

Tenga en cuenta que: La unidad puede sufrir interferencias de aparatos que generan campos eléctricos o magnéticos fuertes, por ejemplo, microondas, teléfonos móviles, transformadores de iluminación, etc.



Advertencias relacionadas con las baterías:

- **NO** intente desmantelarlas.
- **NO** las elimine en el fuego.
- **NO** las mastique.
- Manténgalas fuera del alcance de los niños.
- **NO** cortocircuite las terminales de alimentación.
- **NO ABRIR**, no hay partes desmontables adentro, debe dirigirse al servicio de personal calificado.
- Cuando los auriculares no se utilicen o cuando las baterías estén siendo cargadas, desconecte los auriculares para evitar dañar las baterías.
- Las baterías deberán estar completamente cargadas cuando se usen por primera vez. Se requiere una carga inicial de 4 horas.





Detección y eliminación de fallas:

• NO HAY SONIDO

1. Asegúrese de que el cable USB está correctamente conectado al adaptador de corriente (no incluido) así como el conector de carga al microteléfono (auricular).
2. Verifique que el interruptor de Encendido/Apagado de los auriculares se encuentre en la posición Encendida (On) y el interruptor se encuentre iluminado en azul.
3. El nivel de carga de las baterías puede estar muy bajo. Por favor, conecte el cable USB para recargar las baterías hasta que la luz verde en la oreja izquierda, o reemplace las baterías por otras cargadas totalmente.
4. Verifique que su componente de audio (teléfono móvil, DVD, TV, Sistema de alta fidelidad) se encuentre encendido (On) y en un canal que emite la señal de audio.
5. Utilice el control de volúmen de los auriculares para aumentar el nivel de sonido (solamente cuando se utilicen como auriculares inalámbricos).
6. El nivel de la señal de entrada de audio es muy bajo. Aumente el volúmen de la fuente de audio del equipo de alta fidelidad, teléfono móvil, CD, TV, etc.
7. El equipo conectado de audio/video puede no estar en el modo de reproducción. Comience la reproducción en el equipo.
8. El nivel de salida de los auriculares está configurado en un nivel muy bajo. Ajuste el volúmen a un nivel adecuado.

• DISTORCIÓN

9. Reinicie el proceso de apareo. (consulte la página 3)
10. El nivel de carga de las baterías puede estar muy bajo. Recargue las baterías.
11. Verifique que la fijación de la perilla de volumen sea correcta.
12. Los auriculares se encuentran muy lejos del transmisor. Acérquelos.
13. El nivel de la señal de entrada de audio es muy alto. Disminuya el volumen de la fuente de audio del equipo de alta fidelidad, teléfono móvil, CD, TV, etc.

Soporte al cliente

Para soporte al cliente y ayuda visite nuestro sitio Web en www.geemarc.com.

E-mail : customerservices@geemarc.com

Información general

Características

- Auricular con tecnología Bluetooth digital V4.0.
- Sonido estéreo de alta calidad virtualmente libre de interferencias.
- Sistema de apareo digital.
- Control de volumen electrónico en los auriculares.
- Balance digital / ajuste de tono.
- Recargable utilizando una toma de micro USB.
- Entrada de Cable de 3.5 mm para aplicaciones cableadas del auricular.
- Distancia operacional de hasta 20 metros en espacios abiertos.
- Se puede utilizar manos libres vía Bluetooth.

Especificaciones técnicas

Voltaje de operación:	3.7 Volts, 1000mAmp (Batería recargable imbuida de Lithio)
Tensión de carga:	USB de 5V
Respuesta a la frecuencia:	De 20 Hz a 20 KHz (eléctrica).
Distorsión:	0,5 %
Relación señal a ruido:	75 dB
Separación de canales:	60 dB
Alcance:	10 metros (espacios abiertos)

Garantía

Desde el momento que su producto Geemarc es adquirido, Geemarc le brinda garantía por dos años. Durante éste tiempo, todas las reparaciones o sustituciones (a nuestro criterio) son totalmente gratuitas. En caso de tener algún problema contacte nuestra línea de ayuda o visite nuestro sitio de Internet www.geemarc.com.

La garantía no cubre accidentes, negligencia ni roturas de cualesquiera de los componentes.

El producto no puede haber sido manipulado ni desarmado por personas que no sean representantes autorizados Geemarc

La garantía Geemarc no limita en ningún aspecto sus derechos legales.

El producto está cubierto por la garantía legal en conformidad con la ley aplicable.

Importante: SU RECIBO ES PARTE DE SU GARANTÍA DEBERÁ GUARDARSE Y PRESENTARSE EN CASO DE UN RECLAMO DE GARANTÍA.

Declaración EEC:

Geemarc Telecom SA declara que este producto cumple los requisitos esenciales y otras provisiones relevantes de la Directiva 1999/5/EEC sobre equipo terminal de radio y telecomunicaciones.

La declaración de cumplimiento puede consultarse en www.geemarc.com.



Para evitar daños a la audición, EVITE escuchar a niveles de alto volumen durante largos períodos.

Este dispositivo cumple con la excepción de la Licencia de la industria de Canadá RSSs. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Declaración de la FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Advertencia: Los cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las normas FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencias y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no hay garantía de que no se producirán interferencias en una instalación particular. Si este equipo causara interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia realizando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio y televisión para obtener ayuda.

Información para la eliminación

Eliminación de equipo eléctrico y electrónico viejo (válido en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recolección separados).

El símbolo en el producto o en su empaque indica que no se lo puede tratar como residuo residencial. Por el contrario se los debe entregar a los puntos de recolección correspondientes para el reciclado de equipo eléctrico y electrónico.

Al asegurar de que este producto sea eliminado correctamente, ayudará a prevenir consecuencias potencialmente negativas para la salud y el medio ambiente que la manipulación inadecuada de los residuos de este producto podría causar.

Para recibir información más detallada sobre el reciclado de este producto, contacte a la oficina de su ayuntamiento, el servicio de eliminación de residuos residenciales o la tienda en la que compró el producto.

Todos los productos eléctricos y electrónicos, incluyendo las baterías deberán eliminarse de forma separada del resto de los residuos urbanos utilizando puntos de recogida designados por el gobierno o por las autoridades locales.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)





UGCL7400BT_V1.2

geemarc™ United Kingdom
Telecom SA

5 Swallow Court
Swallowfields
Welwyn Garden City
Hertfordshire, AL7 1SB
For product support:
01707 384438
www.geemarc.com

geemarc™ FRANCE
Telecom SA

Parc de l'Etoile
2 rue Galilée
59791 GRANDE-SYNTHE Cedex
Tél.service après vente :
03 28 58 75 99
www.geemarc.com

SonicAlert United States

1050 East Maple Rd.
Troy, MI 48083
Sales: 248-577-5400
Fax: 248-577-5433
Customer Service & Warranty:
1-888-864-2446
www.sonicalert.com